

Link do produktu: <https://www.androla.pl/bandaz-elastyczny-opaska-tkana-zapinka-10cmx5m-p-37038.html>



Bandaż elastyczny opaska tkana zapinka 10cmx5m

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	38540
Kod EAN	5900238793185
Producent	Brak

Opis produktu

Bandaż elastyczny opaska tkana zapinka 10cmx5m

Działanie :

Opaska dzięki swej elastyczności stabilizuje miejsce urazu zapewniając pełną ruchomość.

Wskazania :

Do podtrzymywania opatrunków, jako opatrunek stabilizacyjny w urazach stawów, urazach żeber oraz w kompresjoterapii.

Wyrób wielokrotnego użytku. Opaskę owijać wokół opatrywanego miejsca ściśle jednak bez rozciągania. Wykonanie opatrunku zbyt ciasnego prowadzi do niedokrwienia miejsca ucisku, a w konsekwencji do martwicy tkanek. Do zakończenia opatrunku należy użyć zapinki. Końcówki zapinki nie mogą dotykać bezpośrednio skóry, gdyż mogą spowodować jej podrażnienie.

Sposób użycia:

- 1. Opaskę wyjąć z opakowania i odpiąć zapinkę**
- 2. Przyłożyć koniec do ciała w miejscu rozpoczęcia opatrunku**
- 3. Nie naciągając bandaża, zgodnie ze sztuką owijać wokół**

Koniec zabezpieczyć zapinką tak aby końce spinały dwie warstwy opatrunku

Prać w wodzie o temperaturze do 40 stopni z dodatkiem środków piorących dla włókien syntetycznych. Suszyć w stanie luźnym, nie prasować.

Nie prasować.