

Link do produktu: <https://www.androla.pl/mlotek-bezwladnosciovoy-do-usuwania-wgniecen-pdr-p-46378.html>



Młotek bezwładnościowy do usuwania wgnieceń PDR

Cena	90,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	47897
Kod producenta	G02643
Kod EAN	5901477169236
Producent	Brak

Opis produktu

Młotek bezwładnościowy do usuwania wgnieceń PDR

Zestaw naprawczy przeznaczony do usuwania wgnieceń w karoserii samochodu.

Zestaw jest łatwy w użyciu, a co najważniejsze w 100% bezpieczny dla lakieru samochodowego.

W skład zestawu wchodzi młotek bezwładnościowy do wyciągania wgnieceń, komplet 28 grzybków o różnych kształtach i rozmiarach, 7 lasek kleju termotopliwego oraz szpachelka do usuwania kleju.

Charakterystyka produktu:
łatwy i bezpieczny w użyciu
młotek bezwładnościowy wyposażony w sprężynę amortyzującą
możliwość wielokrotnego użycia
28 grzybków o różnych wymiarach i kształtach
w zestawie 7 lasek kleju termotopliwego oraz szpachelka do usuwania kleju

Sposób użycia:

Dobierz odpowiedni grzybek do wielkości wgniecenia - zwykle potrzebujesz grzybek o ok. 20% mniejszej średnicy niż średnica wgniotki.

Obficie nanieś klej "na gorąco" (najlepiej przy użyciu specjalnego pistoletu) na talerz grzybka i przyłóż do karoserii w miejscu wgniecenia.
Odczekaj aż klej zastygnie.

Młotek bezwładnościowy przyłóż do karoserii tak aby zahaczał o wystającą część adaptera/grzybka.
Następnie przesuwaj odważnik młotka w przeciwnym kierunku, z wyczuciem uderzając w ogranicznik.

Po usunięciu wgniecenia delikatnie odklej grzybek.
Jeśli boisz się że uszkodzisz karoserię przy próbie oderwania grzybka to użyj np. suszarki do włosów do podgrzania kleju.
Szpachelką usuń pozostałości kleju.