

Link do produktu: <https://www.androla.pl/pasta-do-renowacji-reflektorow-60g-lamp-doktor-k2-p-1133.html>



# Pasta do renowacji reflektorów 60g Lamp doktor K2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 20,00 zł      |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | 00161         |
| Kod producenta   | L3050         |
| Kod EAN          | 5906534014313 |
| Producent        | Brak          |

## Opis produktu

Pasta do renowacji reflektorów 60g Lamp doktor K2

K2 L3050

Pasta do maszynowej lub ręcznej renowacji reflektorów.  
Bardzo szybko i trwale usuwa rysy, zmatowienia, przebarwienia oraz żółty nalot.  
Po jej użyciu lampy wyglądają jak nowe. Nadaje się również do polerowania powierzchni z plexy, np. owiewek motocyklowych, szyb w przyczepach, łodziach oraz samolotach.

### SPOSÓB UŻYCIA:

#### Polerowanie mechaniczne:

1. Zaleca się pokryć krawędzie sąsiednich powierzchni taśmą zabezpieczającą.
2. Bardzo zniszczone reflektory przed polerowaniem zmatować papierem 2000-3000.
3. Wyczyścić i odtłuścić powierzchnie (np. zmywaczem K2 Klinet lub płynem do mycia szyb).
4. Nałożyć pastę na gąbkę polerska (np. K2 Duraflex, twardość gąbki dobrać do stopnia zniszczenia powierzchni).
5. Rozprowadzić pastę na niskich obrotach (ok. 600 obr./min) a następnie zwiększyć je do ok. 1200 obr./min. i polerować aż do uzyskania wysokiego połysku.
6. Oczyszczyć powierzchnie przy pomocy mikrowłókna.

#### Polerowanie ręczne:

1. Wyczyścić i odtłuścić powierzchnie (np. zmywaczem K2 Klinet lub płynem do mycia szyb).
2. Nanosić pastę przy pomocy gąbki lub mikrowłókna i polerować aż do momentu uzyskania połysku i gładkiej powierzchni.
3. Oczyszczyć powierzchnie przy pomocy mikrowłókna.

Porada: W celu zabezpieczenia reflektorów przed ponownym żółknięciem i matowieniem, zaleca się użycie syntetycznego wosku K2 Quantum.

Stan : Nowy